



KOMPONENTE



- ① KONTROLNI PANEL
- ② VRATNA DEKOMPRESIJA
- ③ PRILAGODLJIV UGAO ZA VRAT
- ④ LATEROFLESIJA VRATA
- ⑤ NAPREDNE KONTROLE
- ⑥ `Emergency` DUGME ZA PACIJENTE
- ⑦ `Up & down` MOBILIZACIJA
- ⑧ SAKRALNA MOBILIZACIJA
- ⑨ KARLIČNA MOBILIZACIJA
- ⑩ PRILAGODLJIV UGAO ZA LIMBALNI DEO
- ⑪ LIMBALNA DEKOMPRESIJA
- ⑫ LATERFLESIJA LUMBALNOG DELA
- ⑬ INFRA CRVENA LAMPA/ GORE
- ⑭ INFRA CRVENA LAMPA / DOLE



Manufactured by Shinhwa medical
THERAMASTER
 MASTER OF SPINAL THERAPY



THERAMASTER

CORE 1

- DEKOMPRESIJA DISKA



CORE 3

- MOBILIZACIJA KIČME



CORE 2

- KOREKCIJA KIČME



CORE 4

- INTELIGENTAN PROGRAM




Mozete ga koristiti u zavisnosti od vase namene kao sto su;

1. Osnovni sto za kiropraktiku+manipulaciju
 (James M. Cox & James Cyriax Technics)



Telefon: +381 63 632
160, +381 37 498 777 E-mail:
Office@mastermed.rs

CORE THERAPY



CORE 1 : DEKOMPRESIJA

- Feedback System
- Udoban, efektivan



CORE 2 : KOREKCIJA

- Ciljana podesavanja
- Funkcija : ①U stranu ②Rotacija ③Level



CORE 3 : POGODNOST ZA VEŽBANJE

- Intenzitet podesavanje : ①Slab ②Srednji ③Napredni
- Podesavanje ugla : 5 Steps



CORE 4 : PROGRAM

- Automatski Mod : Varijante sofisticiranog tretmana

INDIKACIJE

- HNP & Degeneracije diska
- Anti-colytic Spondylitis
- Skulioza & Stenoza
- Problemi sa zglobovima
- Neravnoteža mišića, reizgranju

EFEKTI

- Redukcija bola
- Povećanje fleksibilnosti pršljenova
- Redukcija mišićnog spazma
- Otklanjanje kompresije nerva
- Resorbovanje protruzije diska

Deo/Funkcija	Slika	Objašnjenje
Vrat Ciljani ugao		<ul style="list-style-type: none"> • Princip tretmana (flexion-distraction) of Cox • Funkcija da leči lumbalni deo kičme uz tačno pogadjanje sto omogućava prilagodjavanje ugla • Level prilagodljivosti od 0 ~ + 15°
		<ul style="list-style-type: none"> • Funkcioniše prema lecarskom pregledu I principu lečenja • Funkcije za primenu tretmana u skladu sa smerom hernije • Do 80mm u jednu I drugu stranu
Vrat Dekompresiona terapija		<ul style="list-style-type: none"> • Primena sistema Feed back • Primena funkcije vežbanja • Primena funkcije dekompresije • Primena automatskog programa
IR lampa Radiaciona terapija		<ul style="list-style-type: none"> • Gore/dole Infracrveni zraci se emituju ka rigidnom telu pacijenta kako bi se opustili skraćeni mišići tokom tretmana. • Funkcija maksimizira učinak tretmana. • Gore infrared je opcionalan.

Deo/Funkcija	Slika	Objašnjenje
Lumbalni deo Ciljani ugao		<ul style="list-style-type: none"> • Princip tretmana (flexion-distraction) of Cox • Funkcija da leči lumbalni deo kičme uz tačno pogadjanje sto omogućava prilagodjavanje ugla • Level prilagodljivosti od 0 ~ + 25°
Lumbalni deo Jednostrana aplikacija		<ul style="list-style-type: none"> • Funkcioniše prema lecarskom pregledu I principu lečenja • Funkcije za primenu tretmana u skladu sa smerom hernije • Do 90mm u jednu I drugu stranu
Lumbalni deo Rotaciona aplikacija		<ul style="list-style-type: none"> • Treatment principle of Siraiki (orthopedic surgeon) • Treatment according to the type of escape of the disk • Adjust the angle of lumbar motion • Stop position from 0 to 18 ° for twisted spine & pelvis
Lumbalni deo Dekompresiona terapija		<ul style="list-style-type: none"> • Primena sistema Feed back • Primena funkcije vežbanja • Primena funkcije dekompresije • Primena automatskog programa